


Analytical Balance

Analytical balance ini dirancang untuk **pengukuran massa dengan ketelitian sangat tinggi (0,00001 g)**.

Ideal untuk laboratorium QC, R&D, farmasi, kimia, dan aplikasi ilmiah yang membutuhkan akurasi dan konsistensi maksimal. Dilengkapi draft shield kaca, meja anti-vibrasi, dan opsi kalibrasi internal/eksternal.



FITUR UTAMA



Ultra High Precision

Ketelitian 0,00001 g memastikan hasil penimbangan mikro yang sangat akurat untuk kebutuhan analitik.




Draft Shield Kaca

Pelindung kaca menekan pengaruh aliran udara sehingga pembacaan tetap stabil dan konsisten.



Anti-Getaran Digital

Stabilizer dan filter digital membantu mereduksi gangguan getaran serta kondisi lingkungan.



Multi Weighing Mode

Mendukung fungsi tare, counting, percent weighing, dan dynamic stabilization untuk berbagai kebutuhan analisis.



Digital Connectivity

Output RS232/USB/Ethernet memungkinkan integrasi mudah ke LIMS atau sistem pencatatan data.

CONTACT US

📞 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi