

Balance Scale

Balance scale dengan ketelitian **0,01 g** menawarkan kombinasi akurasi tinggi dan kemudahan penggunaan cocok untuk laboratorium, QC, R&D, maupun produksi industri kecil.

Dengan platform stabil dan tampilan digital jelas, timbangan ini mendukung fungsi dasar seperti tare, unit conversion, dan output data, sehingga memudahkan recording dan integrasi ke sistem.



FITUR UTAMA



Ultra High Precision

Ketelitian **0,01 g** memberikan hasil penimbangan yang stabil dan akurat untuk kebutuhan laboratorium



Draft Shield Kaca

Pelindung kaca menekan pengaruh aliran udara sehingga pembacaan tetap stabil dan konsisten.



Fast Stabilization

Waktu stabil yang cepat memastikan proses penimbangan lebih efisien tanpa menunggu lama



Multi Weighing Mode

Mendukung fungsi tare, counting, percent weighing, dan dynamic stabilization untuk berbagai kebutuhan analisis.



Digital Connectivity

Output RS232/USB/Ethernet memungkinkan integrasi mudah ke LIMS atau sistem pencatatan data.

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi