

Moisture Balance

Moisture Balance adalah alat laboratorium yang digunakan untuk **mengukur kadar air** suatu sampel secara cepat dan akurat.

Alat ini bekerja dengan metode thermo-gravimetric, yaitu memanaskan sampel dengan heater sambil menimbang perubahan massanya secara real-time.



FITUR UTAMA



Akurasi Tinggi

Memberikan **hasil pengukuran kadar air** yang stabil berkat sensor timbangan beresolusi tinggi.



Pemanasan Cepat

Halogen heater menghasilkan pemanasan merata sehingga proses analisa moisture selesai lebih cepat.



Mode Pengujian Fleksibel

Tersedia berbagai mode (auto, timed, manual) yang bisa disesuaikan dengan jenis sampel dan kebutuhan QC.



Monitoring Real-Time

Display menampilkan suhu, waktu, berat, dan persentase moisture secara langsung untuk memudahkan pengawasan proses.



Digital Connectivity

Output RS232/USB/Ethernet memungkinkan integrasi mudah ke LIMS atau sistem pencatatan data.

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi