

Precision Balance

Precision Balance dengan ketelitian **0,0001 g** dirancang untuk kebutuhan laboratorium, riset, dan quality control yang memerlukan hasil penimbangan sangat detail dan stabil.

Timbangan ini memberikan akurasi konsisten di berbagai kondisi lingkungan. Cocok digunakan untuk laboratorium riset, QC industri, farmasi, kosmetik, hingga pengujian material.



FITUR UTAMA



Ultra High Precision

Akurasi hingga **0,0001 g** memastikan hasil penimbangan sangat detail untuk aplikasi laboratorium dan QC.



Draft Shield Kaca

Dilengkapi pelindung kaca untuk mengurangi gangguan angin, getaran, dan perubahan lingkungan.



Fast Stabilization

Waktu stabil cepat sehingga proses penimbangan lebih efisien tanpa menunggu terlalu lama.



Multi Weighing Mode

Mendukung fungsi tare, counting, percent weighing, dan dynamic stabilization untuk berbagai kebutuhan analisis.



Digital Connectivity

Output RS232/USB/Ethernet memungkinkan integrasi mudah ke LIMS atau sistem pencatatan data.

CONTACT US

☎ 0855-9113-7638

🌐 skalaintegrasi.co.id

✉ marketing@skalaintegrasi.co.id

☎ (021) 5692 5233 | (021) 5692 5221

OFFICE

Jl. Permata Elok Raya II
Blok B4/12, RT. 004/RW. 014
Pejuang, Medan Satria,
Kota Bekasi

WORKSHOP

Jl. M.T. Haryono, Kp.
Serang, Ds. Taman
Rahayu, Kec. Setu
Cileungsi, Kab. Bekasi